

INTERMED S.A.

¿ POR QUE ALKACIDE ?

- 1.- **Alkacide** es una formulación que permite disminuir la grave y altísima toxicidad que afecta al personal, por la emanación de vapores de glutaraldehído. Se reduce la emanación de 0,2 partes por millón, que provoca el glutaraldehído al 2% actualmente en uso, a tan solo 0.004 partes por millón.
- 2.- **Alkacide** es de fácil manipulación, se diluye en agua de la llave. No necesita activación
- 3.- Su presentación como una formulación permite presentarlo en un frasco de 1 litro que rinde para 50 litros de solución, con actividad de 30 días.-
- 4.- No es corrosivo, dado que se ha disminuido el porcentaje de glutaraldehído tan solo necesario para obtener (después de Alkazyme) la eliminación de los testigos de Desinfección de alto nivel (Mycobacterium Tuberculosis) en 15 minutos . En 60 minutos elimina las esporas (esterilización en frío)
- 5- Su duración una vez activado es de 30 días no necesitando cinta testigo.
- 6.- El personal que lo manipula no necesita elementos especiales de protección
- 7.- No es necesario habilitar sistemas especiales de ventilación.
- 8.- Finalmente, por su duración, baja toxicidad, fácil manipulación y características propias resulta ser el más económico, rápido, no tóxico y eficaz del mercado.
- 9.- Es biodegradable.